

Optische Geräte

Lösungen zum Material M4 - Vergrößerung

1. Mithilfe von Lichtmikroskopen kann man Objekte bis zur Größe von Bakterien beobachten. Da Pflanzenzellen größer als Bakterien sind, könnte die Aufnahme in Foto A von einem Lichtmikroskop stammen. Für die Aufnahme der DNA in Foto B wurde eine 60 000-fache Vergrößerung benutzt. So eine Vergrößerung ist nicht mit einem Lichtmikroskop möglich, sondern nur mit einem Elektronenmikroskop.
2. Individuelle Antworten. (Elektronenmikroskope werden oft im medizinischen Bereichen eingesetzt)